

VIÐMIÐ UM VAL Á DÝNU



	SVAMPDÝNA	LOFTDÝNA ÁN MÓTORS	LOFTDÝNA MEÐ MÓTOR
	Optimal 5zon	CuroCell AREA Zone	CuroCell A4 CX15
Sjúklingur er ekki í áhættu fyrir þrýstingssárum	Ráðlagt		
Sjúklingur er í lítilli til meðal áhættu fyrir þrýstingssárum	Ráðlagt	Ráðlagt	
Sjúklingur er í mikilli áhættu fyrir þrýstingssárum		Ráðlagt	Ráðlagt
Sjúklingur er með þrýstingssár á stigi 1-2		Ráðlagt	Ráðlagt
Sjúklingur er með þrýstingssár á stigi 3-4 (einnig óstíganleg eða grun um djúpan vefjaskaða)			Ráðlagt
Sjúklingur er með óstöðugt hryggbrot	Ráðlagt	Ráðlagt	Alls ekki ráðlagt
Sjúklingur er allt að 180 kg	Ráðlagt	Ráðlagt	Ráðlagt
Sjúklingur er allt að 220 kg		Ráðlagt	Ráðlagt
Sjúklingur er undir 120 cm á hæð	Ráðlagt	Ráðlagt	

Athugið að alltaf þarf að hreyfa og hagræða sjúklingi reglulega, engin dýna leysir það af hólmi

Munið að aflétta þrýstingi af hælum með því að lyfta þeim frá dýnunni