

Sýnataka frá endaparmi

1. Opnaðu sýnaglasíð og settu það í stálglassið sem er á snyrtingunni.
2. Ath. Í sýnaglasinu er vökvi sem þarf að passa að fari ekki úr.
3. Taktu pinnann úr umbúðunum.
Ekkert má snerta þann hluta pinnans sem fer inn í endaparminn (fyrir neðan strikið), hvorki fyrir né eftir sýnatökuna. Það má ekki setja pinnann í glassið fyrir en eftir sýnatökuna.
4. Settu pinnann u.þ.b. 3 cm inn í endaparminn, snúðu honum og nuddaðu varlega við vegg endaparmsins í 5-10 sekúndur. Ef mikið af hægðum kemur á pinnann þarf að endurtaka sýnatökuna með nýjum pinna.
5. Settu pinnann í sýnaglasíð og brjóttu endann af við brotlínuna.
6. Lokaðu glasinu vel ($\frac{1}{2}$ pinninn með sýninu á að vera í glasinu).
7. Settu glassið í box í bláa skápnum á snyrtingunni.

